

Плита нагревательная ES-HS3030M, ES-HS3545M, ES-HS4060M

Паспорт Руководство по эксплуатации

Версия 1.6 от 05.02.2024

Номера по каталогу:

200.01.3015



200.01.3025.1



200.01.3036



Содержание

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	1
2. НАЗНАЧЕНИЕ	1
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	2
6. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	2
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ	3
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ	3
9. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	4
11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	4
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЁННЫХ РЕМОНТАХ	6

1. Общие указания

- 1.1. Настоящий паспорт, объединённый с руководством по эксплуатации, содержит сведения, необходимые для эксплуатации нагревательных плит ES-HS3030M, ES-HS3545M, ES-HS4060M, в дальнейшем именуемых «плита» или «прибор». Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему плиты изменения, не влияющие на технические параметры без корректировки эксплуатационной документации.
- 1.2. Перед эксплуатацией плиты необходимо ознакомиться с содержанием разделов «Технические характеристики», «Порядок работы» и «Требования техники безопасности».
- 1.3. В связи с постоянным совершенствованием продукции, в конструкцию изделия могут вноситься изменения, не ухудшающие характеристик и не отраженные в паспорте.

2. Назначение

- 2.1. Плита предназначена для нагревания находящихся на её поверхности предметов, ёмкостей; размещения песчаных, водяных и масляных бань.

3. Технические характеристики

- 3.1. Материал платформыалюминий
- 3.2. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2
- 3.3. Пылевлагозащищённость оболочки по ГОСТ-14254-2015IP20
- 3.4. Средний срок службы..... 5 лет
- 3.5. Основные параметры моделей приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Модель	ES-HS3030M	ES-HS3545M	ES-HS4060M
Размеры платформы, мм	300x300	350x450	400x600
Максимальная температура, °C	320		
Точность поддержания температуры, %	±10		
Неравномерность температуры по площади платформы, %	±15		
Максимальная допустимая распределённая нагрузка на платформу, кг	20	30	40
Режим работы	непрерывный		
Мощность, кВт	1,0	1,8	3,0
Напряжение, В	~220, 50 Гц		
Габариты (ШхГхВ), мм	300x450x150	450x495x150	600x555x150
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм	375x525x245	530x580x245	670x625x245
Масса, кг	8,6	14,4	22,9
Масса в упаковке, кг	10,0	16,1	25,0

4. Условия эксплуатации

- 4.1. Температура окружающего воздуха, °С от +10 до +35
4.2. Относительная влажность воздуха при 25°С, % до 80
4.3. Напряжение питания, В 220±22
4.4. Частота питающего напряжения, Гц 49÷51

5. Комплект поставки

- 5.1. Плита 1 шт.
5.2. Запасной предохранитель 1 шт.
5.3. Паспорт и РЭ 1 шт.




Рисунок 1

6. Устройство прибора

- 6.1. Плита состоит из корпуса 1 и нагревательной платформы 2 (Рисунок 1). На передней панели корпуса расположены сетевой выключатель 3, ручка регулятора мощности нагрева 4 и индикатор нагрева 5. На задней панели находится сетевой кабель и держатель предохранителя. Плита стоит на 4-х резиновых ножках.

Нагревательная платформа изготовлена из алюминия, обладающего высокой теплопроводностью, благодаря чему достигается большая равномерность нагрева. Корпус плиты изготовлен из холоднокатаной стали и покрыт порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и влаги.

7. Порядок работы

- 7.1. Убедиться в том, что сетевой выключатель 3 находится в выключенном положении.
- 7.2. Подключить плиту к электросети.
- 7.3. Поместить на нагревательную платформу нагреваемый объект.
- 7.4. Включить питание с помощью сетевого выключателя 3. При этом сразу начнётся процесс нагрева в соответствии с установкой регулятора мощности нагрева 4. При включении нагревательного элемента загорается индикатор нагрева 5.

8. Обслуживание

- 8.1. Следует уделять особое внимание состоянию поверхности нагревательной платформы. Необходимо периодически проверять и при необходимости очищать её от загрязнений.
- 8.2. Запрещается разбирать плиту и вносить любые изменения в её конструкцию.

9. Требования техники безопасности

- 9.1. Перед включением устройства в сеть убедиться в отсутствии механических повреждений шнура электропитания и других элементов.
- 9.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током плита соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0. При работе с плитой должны соблюдаться: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённые Госэнергонадзором и требованиями ГОСТ 12.2.007.0.
- 9.3. К работе с устройством должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие данное руководство по эксплуатации.
- 9.4. Присоединение устройства к контуру заземления осуществляется с помощью двухполюсной розетки и вилки с заземляющим контактом. Электрическое сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом. Категорически запрещается работать с незаземлённым прибором, использовать в качестве заземления водопроводную, газовую, канализационную сети, заземлители молниеотводов и т.п.
- 9.5. При работе следует избегать соприкосновения с нагретыми частями прибора.

- 9.6. Следует соблюдать особую осторожность при работе с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ). Попадание ЛВЖ на нагревательную платформу может привести к воспламенению.

10. Правила хранения и транспортирования

- 10.1. В течение гарантийного срока хранения изделие должно храниться в упаковке предприятия при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности до 80%.
- 10.2. Хранение прибора без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°C и относительной влажности до 80%.
- 10.3. Плита может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в диапазоне температур от -40 до +50°C и относительной влажности не более 95%.

11. Сведения об утилизации

- 11.1. После окончания срока эксплуатации плита не представляет опасности для жизни, здоровья людей или окружающей среды и не требует специальных способов утилизации.
- 11.2. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая плиту.

12. Гарантийные обязательства

- 12.1. Изготовитель гарантирует работоспособность устройства при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 12.2. Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи изделия, определяемого датой товарно-транспортной накладной. В течение этого времени поставщик обязуется безвозмездно производить ремонт или замену неисправных изделий.
- 12.3. При выявлении неисправности плиты в период гарантийного срока потребителю следует составить рекламационный акт с указанием неисправностей и контактных данных пользователя. Этот акт необходимо отправить в адрес изготовителя:

ООО «ЭКРОСХИМ»

199178, Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, корп. А, оф. А603

Телефон: (812) 448-76-10, факс: (812) 448-76-00

E-mail: info@ecohim.ru

URL: www.ecohim.ru

- 12.4. Рекламацию не предъявляют:
- 12.4.1. по истечении гарантийного срока;
 - 12.4.2. при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией.

13. Свидетельство о приёмке

Плита нагревательная ES-HS_____М зав. № _____ проверена в соответствии с ТУ 3443-003-56278322-2010, обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролёр _____

Приложение 1 – Сведения о произведённых ремонтах

Дата отказа	Характер и причины отказа	Отметка организации, произведшей ремонт	Примечание

[illegible]