



ЭКРОС
группа компаний

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПЭ-7510

АППАРАТ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

АППАРАТ ПЭ-7510 – прибор нового поколения разработанный в соответствии с требованиями, предъявляемыми российским и международными стандартами к конструкции аппаратов и условиям определения фракционного состава нефти и различных групп нефтепродуктов при атмосферном давлении.

Аппарат полностью соответствует ГОСТ 2177 (методы А и Б), **EN ISO 3405, ASTM D 86, IP 123** и также может применяться для пробоподготовки по методам **ГОСТ 19932, ASTM D 189, ISO 6615, IP 13**.

Аппарат оснащен компактной системой термостатирования, позволяющей автоматически без подключения дополнительных приборов поддерживать температуру теплоносителя в охлаждающей ванне от 0 до 60 °С. Необходимая температура устанавливается с помощью температурного контроллера, простым нажатием кнопки. Температура теплоносителя может задаваться как до начала опыта (бензин, дизельное топливо), так и изменяться в процессе проведения перегонки (нефть). В конструкции аппарата предусмотрена возможность контроля температуры теплоносителя стеклянным термометром.

Встроенный блок подсветки приемного мерного цилиндра создает дополнительные удобства.

Аналог аппарата АФС-1п с дополнительной возможностью охлаждения.



Технические характеристики

Охлаждающий термостат

Объем: **6,5 л**

Диапазон рабочих температур: **0 – 60 °С**

Точность поддержания температуры: **± 0,5 °С**

Конденсатор

Материал: **бесшовная медь**

Длина: **560 мм**

Мощность нагревателя перегонной колбы: **0 – 1000 Вт**

Размеры: **545×410×500 мм**

Вес: **20 кг**

ЗАО «НПО ЭКРОС»

199026, г. Санкт-Петербург,
Детская ул., д. 5а; тел.: (812) 322-9898
факс (812) 325-3877; e-mail: info@ecros.ru;
internet: www.ecros.ru

ООО «Экохим»

оптовые продажи
(812) 322-9600, 449-3122, 449-3123.
E-mail: info@ecohim.ru
www.ecohim.ru

ЗАО «Экрос-Балт»

оснащение учреждений образования
(812) 449-0431, 449-0432, 449-0433.
E-mail: info@ecrosbalt.ru
www.ecrosbalt.ru

Региональные представительства

■ Архангельск тел. (8182) 66-9052
■ Астрахань тел. (8512) 39-0340
■ Волгоград тел. (8442) 32-7970
■ Екатеринбург тел. (343) 365-9884
■ Казань тел. (843) 277-5701
■ Краснодар тел. (861) 234-3522

■ Москва тел. (495) 497-6909
■ Нижневартовск тел. (3466) 24-0901
■ Нижний Новгород тел. (831) 412-0952
■ Новосибирск тел. (383) 363-0737
■ Омск тел. (3812) 65-9646
■ Пермь тел. (342) 239-9843

■ Самара тел. (846) 279-4854
■ Саратов тел. (8452) 29-2340
■ Сургут тел. (346) 232-7070
■ Тольятти тел. (8482) 42-0406
■ Ярославль тел. (4852) 55-5125
■ Уфа тел. (347) 256-9065