

Штатив лабораторный универсальный ЭКРОС-2710 (ПЭ-2710)

Паспорт

Версия 1.6 от 05.02.2024

Номер по каталогу:

1.75.10.0270



1. Общие указания

Штатив ЭКРОС-2710 (ПЭ-2710) предназначен для использования в химических лабораториях для закрепления бюреток.

2. Основные характеристики

2.1. Высота, мм 720

2.2. Масса, кг, не более 3

3. Комплект поставки

3.1. Стойка штативная 1 шт.

3.2. Основание 1 шт.

3.3. Зажим для бюреток (полипропилен) 2 шт.

3.4. Держатель зажима (полипропилен) 2 шт.

3.5. Паспорт 1 шт.

4. Сведения о приемке

Штатив лабораторный универсальный ЭКРОС-2710 (ПЭ-2710) соответствует требованиям технических условий БКРЕ.418329.004ТУ, обязательным требованиям государственных стандартов, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролёр _____

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

5.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6. Сведения о рекламации

При появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации претензии направлять по адресу:

ООО «ЭКРОСХИМ»

199178, Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, корп. А, оф. А603

тел. (812) 322-96-00, факс (812) 448-76-00.

E-mail: info@ecohim.ru, URL: www.ecohim.ru